





FL 598 FELIX SMARTA DIGITAL GLASS BATHROOM SCALE

FL 598 FELIX SMARTA YAĞ VE SU ÖLÇER DİJİTAL BASKÜL

KULLANMA KILAVUZU



FL 598 SMARTA YAĞ VE SU ÖLÇER DİJİTAL BASKÜL



1. Beyaz renkli temperli cam ve geniş yüzey
2. LCD ekran ve rahat okunabilir görüntüleme
3. Ağırlık birimi (kg, lb, st/lb) değiştirme düğmesi
4. Pil bölümü

Felix marka dijital banyo baskülünü tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürünün de diğer **Felix** ürünleri gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz.

Baskülünüzü kullanmadan önce mutlaka kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

Özellikler:

- Son derece hassas ölçebilen dört adet sensör
- Maximum 150 kg / 330 lb / 23st:8lb kapasite
- Ağırlık birimi (kg, libre, stone/libre)
- 100 gr / 0.2 lb hassasiyet
- LCD ekran ve rahat okunabilir görüntüleme
- Otomatik sıfırlama
- Otomatik kapanma
- Zayıflamış pil göstergesi
- Aşırı yük göstergesi
- Ultra ince tasarım - yükseklik 18mm
- 1xCR2032 lityum pil

KULLANIM VE BAKIM ÖNERİLERİ

- Felix Smarta Yağ Ve Su Ölçer Dijital Baskülü'nüzü sert ve düz bir zemin üzerine yerleştirmeniz azami doğruluk ve tekrarlanabilirlik sağlayacaktır.
- Her zaman aynı yere konmuş aynı baskül ile tartılız. Düz olmayan zemin, kilo rakamlarını etkileyebilir.
- Giysisiz ve ayakkabısız olarak yemeklerden önce ve daima aynı saatte tartılız.
- Baskülünüz 100 gr (0,1 kg) 0,2 lb hassasiyetine sahiptir. İki defa tartılıp değişik ölçüler elde etmeniz durumunda kilonuz bunların ikisi arasındadır.
- Baskülünüzü nemli bir bez ile temizleyiniz, fakat içine su girmesine izin vermeyiniz. Kimyasal temizleme maddeleri kullanmayınız.
- Baskülünüzü fazla rutubetli yerlerde muhafaza etmeyiniz, su veya başka sıvılar içine sokmayınız.
- Kayıp düşmeyi engellemek için baskülünüzü koyduğunuz zeminin veya baskülün yüzeyinin ıslak olmadığından emin olunuz.
- Baskülünüzü kullanmadığınızda dik tutmayınız. Dik tuttuğunuzda pil boşalabilir ve arızalanmalara sebep olabilir.
- Uzun süre kullanmadığınızda pili çıkartınız.
- Baskülünüzü yere düşürmeyiniz ve üzerinde zıplamayınız.
- Eğer baskülünüz açılmıyorsa, pilin yerleştirilip yerleştirilmediğini veya pilin çok zayıf olup olmadığını kontrol ediniz, gerektiğinde yeni pil takınız.

- Bu baskül hassas elektronik bir alettir, yüksek frekanslı dalga yayan cep telefonları, radyolar, uzaktan kumandalar ve mikro dalgalı fırınlarla yakın kullanılırsa ekranda bozulmalar görülebilir.
- Hiçbir zaman cihazınızın vidalarını sökerek içini açmayınız. Çözemediğiniz herhangi bir sorunda en yakın Felix Yetkili Servisi'ne müracaat ediniz.
- Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

PİLİN TAKILMASI

- Baskülünüzün altındaki pil yuvasına 1 adet CR 2032 lityum pil takınız.

KULLANICI VERİLERİNİN TANIMLANMASI

- Bu baskül vücut ağırlığı ile vücut yağ ve su endeksi ölçme özelliğine sahiptir. Bu özelliği kullanmak için öncelikle kullanıcının cinsiyet, yaş ve boy bilgileri tanımlanmalıdır. 10 kullanıcıya kadar veri girilebilmesi mümkündür
- Kullanıcı verileri girilirken;
- Cihazı çalıştırmak için öncelikle iki ayağınızla cihazın üstüne çıkın ve ekranda 00'in görünmesini bekleyin ve ekranda "0.0" görünmesini bekleyin.
- Sonra "SET" e basın ve 1'den 10'a kadar olan kullanıcı numaralarından birini seçerek "SET"e basarak kaydedin.
- Ekranda çıkan erkek ve kadın sembollerinden kullanıcı için uygun olanı "SET" e basarak seçin.
- Kullanıcı yaşını girmek için "▲" veya "▼" tuşlarını kullanarak kullanıcı yaşını tanımlayın ve "SET" e basın.
- Son olarak "▲" veya "▼" tuşlarını kullanarak kullanıcının boyunu girin ve "SET" e basarak kullanıcı bilgilerini tanımlamayı sonlandırın.
- Birinci kişinin verileri kaydedilmiştir. İşlem bittikten sonra "0.0"ın gözükmesini bekleyin ve sonra baskülünüz kendini kapatacaktır. Bu işlemi tüm kullanıcılar için tekrarlayınız.

ÇALIŞTIRMA

- Baskülünüzün arka kısmında yer alan ağırlık birimi düşmesine basarak uygun olan ağırlık birimini seçiniz.
- Hareket etmeden baskülünüzün üzerinde eşit bir şekilde ayaklarınızı koyunuz ve kıpırdamadan kilonuzun ölçülmesini bekleyiniz.
- Baskülün üzerine çıktığınızda "0.0" işareti ekranda görülecek ve baskülünüz ölçme işlemine başlayacaktır.

- Hassas algılayıcılar sayesinde kısa sürede ölçülen değer ekranda görülecektir. Ekranda beliren kilo örneğin; 58,5 (58 kg 500 gr) olarak görüntülenecektir.
- “SET” butonuna basılı tutarak “0.0” in gözükmemesini bekleyin. Tekrar “SET” e basın ve “▲”, “▼” tuşları ile istenilen kullanıcı numarasını bulduktan sonra “0.0” gözükmeye kadar bekleyin.
- Tartının üzerine çıkarak sabit durun. Öncelikle vücut ağırlığınız ekranda yanıp sönecektir. Sonra birkaç saniye bekleyin ve vücut yağ oranı “ ” sembolü ve aşağıdaki kelimelerle birlikte görülecektir.
- UNDERFAT
- HEALTHY
- OVERFAT
- OBESE
- Daha sonra ekranda “ ” sembolü ile birlikte su oranı görünecektir. Her iki oran ve vücut ağırlığı sonuçları görünecek ve ekran kapanacaktır.
- Vücut su ve yağ oranları bazı standart formüllere göre hesaplanmaktadır. Girilen kullanıcı verilerine göre hesaplanan sonuçlar ekranda gösterilir.
- Ölçme işleminden sonra baskülden indiğinizde, ekran 10 saniye sonunda otomatik olarak kapanacaktır.

GÖSTERGELER

- Baskülünüzü aşırı yük bindiğinde (150 kg yukarısı) ekranda “EEEE” (aşırı yük) yazısı görülecektir.
- Yağ ve su oranı hesaplamasında bir hata olduğunda “Err” yazısı ekranda görülecektir.
- Pil değiştirilmesi gerektiğinde ekranda “Lo” yazısı görüntülenecektir. Bu durumda, biten pilleri yenisi ile değiştiriniz. Yeni pil takıldığında ekranda “+” sembolü görülmelidir.

LİTYUM PİLİN DEĞİŞTİRİLMESİ

- Pil bölmesini açınız, pili dikkatli bir şekilde pil bölmesinden çıkarınız. Bunu yaparken elektrotu geriye doğru bükmeyiniz, kırılabilirler. Uygun çöp toplama noktasına eski pili atınız.
- Yeni pili takmak için yeni pilin bir kenarını elektrotun altına koyunuz ve topuz tarafından yuvasının içine diğer kenarı bastırınız.
- Elektrot kapağını kuvvetli bir şekilde çekmek kırılmasına veya pil değiştirme işlemi sırasında esnekliğini kaybetmesine neden olabilir.

Kullanım ömrü 7 yıl
TEKNİK ÖZELLİKLER
3V DC Pil: 1xCR2032 (lityum pil)

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici:

CIXI TIANYU ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

Western Guanhaiwei Industrial Zone. Cixi Ningbo China.315315

Tel: 0574-58589720 Fax: 0574-58589724

İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b


Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in China - Menşei Çin'dir

0850 222 1 800

www.felix.com.tr

FL 598 SMARTA DIGITAL GLASS BATHROOM SCALE



1. White colored stained glass and wide surface
2. LCD screen and easily readable displaying
3. Weight unit (kg, stone, libre/pound) selection button
4. Battery section

We thank you for choosing the Felix brand digital glass bathroom scale. We hope this product will also facilitate your life just like other Felix products. Please read the instructions manual carefully before using your scale and keep it for the future references. Felix Smarta Digital Glass Bathroom Scale is designed for the indoor uses only. It could not be used for the commercial purposes and in purchasing or selling transactions.

Features:

- 4 sensors which can measure very sensitively
- Maximum 150 kg. / 330 lb. / 23 st:81b capacity
- Weight units: kg, lb, st:lb - 100 gr. / 0.2 lb sensitivity
- LCD screen and easily readable displaying
- Water and body fat percentage calculation
- Programmable memory for 10 user data
- Automatic resetting
- Automatic closing
- Weak battery indicator
- Overload indicator
- Extra slim design- height 18mm
- Battery: 1 xCR2032 lithium battery

USAGE AND MAINTENANCE RECOMMENDATIONS

- Placing your Felix Smarta Digital Glass Bathroom Scale on a hard and flat ground will ensure the maximum precision and the repeatability.
- Always get weighted with the same scale placed in the same place. The irregular grounds may affect the weight readings.
- Get weighted before the meals and always at the same hour without dressings and shoes.
- Your scale has 100 gr. (0.1 kg) 0.2 lb sensitivity. In case you are weighted for twice and obtain the different readings, then your weight is between these two readings.
- Wipe your scale with a damp cloth; however, do not allow water to enter in. Do not use the chemical cleaning substances.
- Do not maintain your scale in very humid places, and do not plunge into the water or other liquid.
- Ensure the surface where you place the bathroom scale and the platform of the scale is dry to avoid slipping
- Do not keep your appliance upright when you do not use. When you keep it upright, the battery may empty and cause failure.
- Remove the battery when you do not use for the prolonged periods.
- Do not drop your scale to the ground and do not jump on it.

- If you cannot open your scale, check if the battery is placed or not or if the battery is very weak or not. Replace new battery.
- The scale is a sensible electronic instrument. Some appliances of high frequency such as mobiles, radio stations, remote controls and microwaves, can cause disturbs if the scale is used too close to them. Keep it far away of these points if you notice irregularities on the display.
- Do not open inner part of your device. If there is any problem you could not solve, then consult the nearest Felix Authorized Service.
- Use your appliance for its intended purposes as recommended.

PLACING THE BATTERY

- Place 1 unit of CR 2032 lithium battery into the battery section under your scale.(Included)

SET PERSONAL DATA

- The scale has weighing and calculating water and body fat percentage function, to do this you must first input sex, age and height data. The scale has a memory with capacity for 10 people.
- To input the data; - Put your feet equally on your scale without any movement and and wait for the display shows "0.0".
- Then press "SET" and select, one of the user numbers between 1 and 10.
- The symbol of man or woman will appear flashing, select appropriate one and press "SET".
- With the "▲" or "▼" buttons, set age and press "SET" to memorize.
- Lastly, using "▲" or "▼" buttons define user's height in centimeters (cm) or feet and inches, depending on what unit you have chosen and press "SET" to save data.
- The data of the first person are already memorized. Wait for the digits "0.0" appear on the screen and then the scale switches off. Repeat all the process for all the users.

OPERATION

- Choose appropriate weight unit by pushing the button at the rear of the scale.
- Place your scale on a hard and flat surface.

- Put your feet equally on your scale without any movement and wait for your weight to be measured without any move.
- When you step on the scale, the "0.0" reading will appear and appliance will be ready for weighting.
- Measured value will be seen on the screen in a very short time thanks to sensitive sensors. Your correct weight will be displayed for example 58,5 (55 kg 500 gr).
- Press "SET" and use the "▲" or "▼" buttons until your memory number appears on the screen. Wait for the digits "0.0" appear on the screen.
- Get on the scale and remain still. First your weigh will appear flashing on the screen .Wait a few seconds. Then, your body fat percentage will be shown next to the symbol " " with one of the following indications:
 - UNDERFAT
 - HEALTHY
 - OVERFAT
 - OBESE
- Next, it will appear the water percentage with the symbol " ".Both percentages and the weight result will vary and next the scale switches off. The adjoined tables will give an orientation of the water and body fat percentages.
- The water and body fat percentages belong to some standard parameters and are shown in the display as result of the inserted data and the weight result.
- When you step back from the scale, it will automatically shut off in 10 seconds.

INDICATORS

- The "EEEE" message will appear on the display when overload (150 kg and above) is put on your scale.
- The "Err" message will appear on the display when there is a mistake with the results of fat or water.
- When it is necessary to replace the battery, the "Lo" message will appear on the display. In this case, remove the battery and place a new battery. Once the battery is placed "+" indication must be visible.

REPLACING THE LITHIUM BATTERY

- Open the battery section and remove the battery carefully from the battery section. When doing this, do not bend back the electrode, or they may break. Dispose the old battery to the proper garbage collection point.
- Inserting the new battery: Place one side of the new battery under the electrode and press the other side into the slot from the knob side
- Pulling the electrode cover strongly may cause breaking or losing its flexibility during the battery replacement process.

Product Life: 7 years

Technical Specifications

3V DC

Battery: 1xCR2032 lithium battery

The product is in compliance with the EEE Directives.

WEEE

This product contains recyclable materials that compliance with the WEEE directives. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.



Manufacturer:

CIXI TIANYU ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

Western Guanhaiwei Industrial Zone. Cixi Ningbo China.315315

Tel: 0574-58589720 Fax: 0574-58589724

Importer:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in CHINA

Tel: +90 212 467 80 80 Fax: +90 212 467 80 00

www.felix.com.tr

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

4. **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi** durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullanılır. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasında kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.



Felix Danışma Hattı

0850 222 1 800

Genel Dağıtıcı
Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic A.Ş.
Otaklılar Cad. No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
0850 222 1 800
www.felix.com.tr



FL 598 FELIX SMARTA DIGITAL GLASS BATHROOM SCALE

FL 598 FELIX SMARTA YAĞ VE SU ÖLÇER DİJİTAL BASKÜL

GARANTİ BELGESİ

Belge No: 0030

Belge Tarihi: 21.11.2014

İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı : ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.
Adres : Otakçılar Cad. No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
34050 Eyüp - İstanbul
Tel. : (0212) 467 80 80 **Fax:** (0212) 467 80 00
E-Posta :

Firma Yetkili İmzası:

ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.

Ürünün cinsi : Dijital Banyo Baskülü
Markası : Felix
Modeli : SMARTA
Type No : FL-598

Bandrol ve Seri No :**Teslim Tarihi ve Yeri** :**Garanti Süresi** : 2 Yıldır**Azami Tamir Süresi** : 20 İş Günü

SATICI FİRMA

Ünvanı :
Adresi :
Tel.-Telefax :
E-Posta :
Fatura Tarihi ve No. :
Teslim Tarihi ve Yeri :
İmza ve Kaşe :